

# Förenklad utprovning Top Futura

Till Top Futura finns även ett antal tillval som gör toalettbesöket ännu enklare! Det vanligaste tillvalet är Top Armstöd som gör vistelsen på toaletten tryggare. Andra tillval är Top Automatik (manöverenhet) och Top Lyft (höj och sänkbar sits). Vill du veta mer om dessa och våra andra tillval kontaktar du Top Hygien.



## DATUM FÖR UTPROVNING

.....

## ARBETSTERAPEUT

Namn: .....

Adress: .....

Telefon: .....

Mobil: .....

E-post: .....

## KUND/PATIENT/MOTTAGARE

Namn: .....

Adress: .....

Telefon: .....

Mobil: .....

E-post: .....

## ARBETSTERAPEUT

Namn: .....

Telefon: .....

..... Toalettporcelainets höjd i centimeter

## TORKENS PLACERING

Höger om toaletten  Vänster om toaletten

..... Höjd i centimeter (till torkens undersida)

Avståndet från golvet till torkens underkant ska vara minst 60 cm. Höger och vänster räknas **alltid** sittandes på toaletten.

## JOYSTICK OCH REGLAGE

Vill brukaren styra reglaget med höger eller vänster hand?

Höger hand  Vänster hand

## TOP FUTURA SITTRING

I Top Futuran ingår en standardring som är 35 mm hög. Är brukaren i behov av en högre sittring räknas den som tillval.

Förhöjning till 100 mm  Förhöjning till 70 mm

## ATT TÄNKA PÅ

Vid beställning av sittring med förhöjning behöver även armstödet höjas.

## ARMSTÖD (TILLVAL)

Top Armstöd 24  Top Armstöd 28

Top Armstöd 32  Top Armstöd 35

Siffran i modellnamnet anger avståndet i centimeter mellan porlinskanterna och ovansidan på armstödet.

## ÖVRIG INFORMATION

Här kan du lämna övrig information som berör utprovningen.

.....  
.....  
.....

## ORT OCH DATUM

## SIGNATUR

## TELEFON

.....